

ELISA 洗涤液（25X）

产品货号： REAR1107

规格/价格： 30mL/100 元

产品简称： 浓缩洗涤液

产品介绍： 洗涤步骤对 ELISA 实验结果影响较大，决定着实验的成败。ELISA 就是靠洗涤来清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的物质，以及在反应过程中非特异性地吸附于固相载体的干扰物质的。该产品为 pH7.4 的浓缩型缓冲液，使用前先用去离子水稀释 25 倍至工作浓度即可。

保存条件： 4°C保存，6 个月有效。

操作步骤： 本产品使用时需使用去离子水按 1:25 稀释后使用，如有必要，调节 pH 至 7.4。

注意事项： 本产品虽无腐蚀性，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或其它物品。本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。