

ELISA 通用抗体稀释液

产品货号： REAR1111

规格/价格： 12mL/100 元

产品简称： 生物素化抗体稀释液

产品介绍： 本抗体稀释液主要成分为 BSA(牛血清白蛋白)和 PBS 缓冲液，用于抗体稀释，同时保证抗体的稳定性。

通用抗体稀释液用于稀释酶联免疫吸附实验相关样品。在 ELISA 实验中，被检样品来源于不同的组织，体液，被检物的浓度、含量与理化性质也有很大差异，我公司开发生产的通用抗体稀释液，可以增加样品的溶解度和稳定性，减低样品中杂蛋白和无关免疫球蛋白的非特异性吸附，降低非特异的背景颜色，提高实验的特异性和灵敏度。本产品为即用型试剂，可直接使用。

保存条件： 2-8℃保存，6 个月有效。

注意事项： 使用之前，请仔细阅读说明书，本产品在室温条件下运输，收到后立即转到 4℃ 下储存，请按照说明书要求的条件保存/使用。本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，本品已加入极微量防腐剂，以防微生物污染，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。