

ELISA 终止液

产品货号： REAR1115

规格/价格： 10mL /100 元

产品简称： 终止液

产品介绍： 终止液（0.5M H₂SO₄）硫酸作为终止液有两方面作用：

- ①主要作用：使酶失活，中止反应，使得读数相对稳定，轻易控制；
- ②次要作用：使酶失活的同时，使得 PH 降低，显色底物的特征吸收波长发生变化。

保存条件： 2-8℃保存，一年有效。

注意事项： 本产品有腐蚀性，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或腐蚀其它物品。本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。