

## Western 二抗稀释液

### 产品简介:

Western 二抗稀释液(Second Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western 时二抗的稀释和配制。使用本 Western 二抗稀释液稀释和配制的二抗可以在 4℃ 保存和使用不少于六个月，可以反复多次用于 Western，节约抗体。按照每个二抗稀释 10 毫升计算，每一小瓶的 Western 二抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次二抗。

产品编号	产品名称	规格	保存条件
REWB103	二抗稀释液	100mL*5	2-8℃

### 使用说明:

参考所用的二抗的说明，以及样品中目的蛋白的含量，按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于 Western。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

2-8℃ 保存一年